

ARCH SHAPER

دستگاه آرچ تریمر قالب‌های گچی دندان‌سازی
دستگاه آرچ تریمر قالب‌های گچی دندان‌سازی یک ابزار حرفه‌ای و ضروری برای لابراتوارهای پروتز، ارتودنسی و کلینیک‌های دندان‌پزشکی است که برای اصلاح، پرداخت، فرم‌دهی و استانداردسازی قالب‌های گچی طراحی شده است. این دستگاه با تکنولوژی روز و قطعات باکیفیت، دقت و سرعت کار تکنسین‌های دندان‌ساز را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و خطای انسانی را کاهش می‌دهد.
یکی از نقاط قوت اصلی این تریمر، استفاده از موتور اصل بوهرلر آلمان است که به‌دلیل کیفیت ساخت بالا، طول عمر زیاد، لرزش کم و عملکرد پایدار در میان تجهیزات دندان‌سازی شهرت دارد. این موتور با مصرف برق اقتصادی 100 وات، علاوه بر قدرت کافی برای تریم دقیق قالب‌های گچی، باعث کاهش هزینه انرژی در لابراتوار و عملکرد کم‌صدا می‌شود؛ ویژگی‌ای که برای محیط‌های کاری حرفه‌ای بسیار مهم است.
مهم‌ترین ویژگی: فرز آسانسوری و کاربرد حرفه‌ای

برجسته‌ترین قابلیت این دستگاه، سیستم فرز آسانسوری (حرکت عمودی قابل تنظیم) است. این ویژگی به تکنسین اجازه می‌دهد ارتفاع مته را به‌صورت کنترل‌شده بالا و پایین ببرد و دو کاربرد کلیدی را به‌سادگی انجام دهد:

- حذف دقیق زائده‌های گچی داخل کام قالب بدون آسیب به لبه‌ها و بخش‌های حساس آناتومیک
- پایین آوردن مته برای تریم و صاف‌کاری گچ‌های اضافی قسمت خارجی قالب با دقت بالا و یکنواختی بیشتر

این قابلیت باعث می‌شود فرآیند آماده‌سازی قالب سریع‌تر، تمیزتر و استانداردتر انجام شود و کیفیت نهایی کار پروتز یا ارتودنسی افزایش یابد.

مزایای استفاده از این تریمر گچی حرفه‌ای

- دقت بالا در برش و پرداخت قالب‌های گچی
- کاهش زمان آماده‌سازی قالب‌ها در لابراتوار
- سازگار با انواع قالب‌های دندان‌ی و مدل‌های گچی
- عملکرد پایدار با موتور اروپایی بوهرلر
- مصرف انرژی پایین (100 وات) و مقرون‌به‌صرفه
- کاهش لرزش و صدای مزاحم در محیط کار
- طراحی ارگونومیک و کاربرپسند
- مناسب برای استفاده روزانه در لابراتوارهای شلوغ

کاربردها

این دستگاه برای موارد زیر کاملاً مناسب است:

- لابراتوارهای پروتز ثابت و متحرک
- مراکز ارتودنسی
- کلینیک‌های دندان‌پزشکی
- دانشکده‌های دندان‌پزشکی و مراکز آموزشی
- کارگاه‌های ساخت روکش، ایمپلنت و دندان مصنوعی



چرا این دستگاه را انتخاب کنیم؟

اگر به دنبال یک دستگاه تریمر قالب گچی با کیفیت اروپایی، عملکرد دقیق، مصرف برق کم و قابلیت حرفه‌ای فرز آسانسوری هستید، این مدل بهترین انتخاب برای ارتقای سطح کاری لابراتوار شماست. ترکیب موتور بوهرلر آلمان با طراحی کاربردی، این دستگاه را به یک ابزار مطمئن و سرمایه‌گذاری بلندمدت برای هر مرکز دندان‌سازی تبدیل کرده است.

ARCH SHAPER

جنس صفحه روی آرچ شیپر (آرچ تریمر) که قابلیت جدا شدن را هم دارد و به وسیله 4 عدد مغنت فیکس می گردد از استیل می باشد تا نه تنها در استفاده طولانی مدت ظاهر خود را از دست ندهد بلکه ترک خوردگی ایجاد نشود.

آرچ شیپر سه مدل مختلف فرز بر روی خود دارد که شما می توانید کاربری های متفاوت را به آسانی داشته باشید.

شما می توانید با اتصال کابل برق مکنده خود به پشت آرچ شیپر همزمان با خاموش و روشن شدن دستگاه مکنده خود را هم خاموش و روشن نمایید.



WEIGHT	5 kg
DRILL BIT	3 KINDS
VOLTAGE	220 AC
POWER	100W



ARCH SHAPER

DENTAL LABORATORY ARCH TRIMMER FOR GYPSUM MODELS

THE DENTAL LABORATORY ARCH TRIMMER IS A PROFESSIONAL AND ESSENTIAL DEVICE DESIGNED FOR DENTAL LABORATORIES, ORTHODONTIC CENTERS, AND DENTAL CLINICS. IT IS SPECIFICALLY DEVELOPED FOR TRIMMING, CONTOURING, FINISHING, AND STANDARDIZING DENTAL STONE AND GYPSUM MODELS. BUILT WITH HIGH-QUALITY COMPONENTS AND MODERN ENGINEERING, THIS MACHINE SIGNIFICANTLY IMPROVES WORKFLOW EFFICIENCY, ENHANCES ACCURACY, AND REDUCES MANUAL ERRORS DURING MODEL PREPARATION.

GENUINE BÜHLER GERMAN MOTOR – THE HEART OF THE MACHINE

THIS ARCH TRIMMER IS EQUIPPED WITH AN ORIGINAL BÜHLER GERMANY MOTOR, RENOWNED FOR ITS SUPERIOR BUILD QUALITY, DURABILITY, SMOOTH OPERATION, AND LONG SERVICE LIFE. WITH A POWER CONSUMPTION OF ONLY 100 WATTS, THE MOTOR DELIVERS SUFFICIENT TORQUE FOR PRECISE TRIMMING WHILE MAINTAINING LOW ENERGY USAGE AND QUIET OPERATION—AN IMPORTANT ADVANTAGE IN PROFESSIONAL LABORATORY ENVIRONMENTS.

KEY FEATURE: ADJUSTABLE ELEVATOR-TYPE MILLING SYSTEM

THE MOST DISTINCTIVE FEATURE OF THIS MACHINE IS ITS ELEVATOR-TYPE ADJUSTABLE MILLING SYSTEM, WHICH ALLOWS THE OPERATOR TO PRECISELY CONTROL THE VERTICAL MOVEMENT OF THE BUR.

MAIN APPLICATIONS OF THE ELEVATOR MILLING SYSTEM

- PRECISE REMOVAL OF EXCESS GYPSUM FROM THE PALATAL AREA OF DENTAL MODELS WITHOUT DAMAGING DELICATE ANATOMICAL DETAILS.
- LOWERING THE BUR FOR ACCURATE TRIMMING AND SMOOTHING OF EXCESS STONE ON THE OUTER SURFACES OF THE MODEL.
- FASTER AND MORE EFFICIENT MODEL PREPARATION.
- IMPROVED CONSISTENCY AND STANDARDIZATION IN PROSTHETIC AND ORTHODONTIC WORK.

THIS ADVANCED FEATURE HELPS TECHNICIANS ACHIEVE CLEANER, MORE ACCURATE, AND PROFESSIONAL RESULTS WHILE REDUCING MANUAL FINISHING TIME.

ADVANTAGES

- HIGH PRECISION IN TRIMMING AND FINISHING GYPSUM MODELS
- INCREASED PRODUCTIVITY AND REDUCED MODEL PREPARATION TIME
- COMPATIBLE WITH A WIDE RANGE OF DENTAL STONE AND PLASTER MODELS
- EQUIPPED WITH A GENUINE BÜHLER GERMAN MOTOR FOR RELIABLE PERFORMANCE
- ENERGY-EFFICIENT OPERATION WITH ONLY 100W POWER CONSUMPTION
- LOW VIBRATION AND QUIET PERFORMANCE
- ERGONOMIC AND USER-FRIENDLY DESIGN
- SUITABLE FOR CONTINUOUS DAILY USE IN BUSY DENTAL LABORATORIES

APPLICATIONS

IDEAL FOR:

- FIXED AND REMOVABLE PROSTHETIC LABORATORIES
- ORTHODONTIC LABORATORIES AND CLINICS
- DENTAL CLINICS AND PRACTICES
- DENTAL SCHOOLS AND TRAINING CENTERS
- CROWN, IMPLANT, AND DENTURE FABRICATION WORKSHOPS

WHY CHOOSE THIS ARCH TRIMMER?

IF YOU ARE LOOKING FOR A HIGH-QUALITY DENTAL MODEL TRIMMER THAT COMBINES EUROPEAN-GRADE RELIABILITY, PRECISE PERFORMANCE, LOW POWER CONSUMPTION, AND A PROFESSIONAL ELEVATOR-TYPE MILLING SYSTEM, THIS MODEL IS AN EXCELLENT INVESTMENT FOR YOUR LABORATORY.

THE COMBINATION OF A GENUINE BÜHLER GERMAN MOTOR AND A PRACTICAL, TECHNICIAN-FOCUSED DESIGN MAKES THIS MACHINE A DEPENDABLE LONG-TERM SOLUTION FOR MODERN DENTAL LABORATORIES SEEKING HIGHER EFFICIENCY AND SUPERIOR RESULT



ARCH SHAPER

STAINLESS STEEL REMOVABLE WORK SURFACE

THE WORKING PLATFORM OF THE ARCH SHAPER (ARCH TRIMMER) IS MANUFACTURED FROM HIGH-QUALITY STAINLESS STEEL AND IS DESIGNED TO BE EASILY REMOVABLE. THE PLATFORM IS SECURELY FIXED IN PLACE USING FOUR POWERFUL MAGNETS, ALLOWING QUICK REMOVAL FOR CLEANING OR MAINTENANCE

THE STAINLESS STEEL CONSTRUCTION NOT ONLY PRESERVES ITS APPEARANCE DURING LONG-TERM USE BUT ALSO PREVENTS CRACKING, DEFORMATION, AND SURFACE DETERIORATION, ENSURING DURABILITY AND RELIABILITY IN DEMANDING LABORATORY ENVIRONMENTS

THREE DIFFERENT MILLING BUR CONFIGURATIONS

THE ARCH SHAPER IS EQUIPPED WITH THREE DIFFERENT MILLING BUR OPTIONS, PROVIDING MAXIMUM VERSATILITY FOR A VARIETY OF DENTAL MODEL TRIMMING AND SHAPING APPLICATIONS. THIS ALLOWS TECHNICIANS TO PERFORM DIFFERENT PROCEDURES QUICKLY, ACCURATELY, AND WITH GREATER CONVENIENCE

AUTOMATIC VACUUM SYNCHRONIZATION SYSTEM

FOR ENHANCED WORKFLOW EFFICIENCY, THE ARCH SHAPER FEATURES AN INTEGRATED VACUUM SYNCHRONIZATION SYSTEM. BY CONNECTING THE POWER CABLE OF YOUR DUST EXTRACTION UNIT TO THE REAR POWER OUTLET OF THE MACHINE, THE VACUUM WILL AUTOMATICALLY TURN ON AND OFF SIMULTANEOUSLY WITH THE ARCH SHAPER (VACUUM)

THIS FEATURE IMPROVES OPERATOR CONVENIENCE, REDUCES SETUP TIME, AND HELPS MAINTAIN A CLEANER WORKING ENVIRONMENT THROUGHOUT THE TRIMMING PROCES



WEIGHT	5 kg
DRILL BIT	3 KINDS
VOLTAGE	220 AC
POWER	100W



ARCH SHAPER

АРЧНЫЙ ТРИММЕР ДЛЯ ГИПСОВЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

АРЧНЫЙ ТРИММЕР ДЛЯ ГИПСОВЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ — ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И НЕЗАМЕНИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК. УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРЕЗКИ, ШЛИФОВКИ, ФОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ. БЛАГОДАря СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ КОМПОНЕНТАМ ТРИММЕР ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ ТОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ РАБОТЫ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, ОДНОВРЕМЕННО СНИЖАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБОК.

ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ УСТРОЙСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ BÜHLER (ГЕРМАНИЯ), ИЗВЕСТНОГО СВОИМ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ, НИЗКИМ УРОВНЕМ ВИБРАЦИИ И СТАБИЛЬНОЙ РАБОТОЙ. ПРИ МОЩНОСТИ ВСЕГО 100 ВТ ДВИГАТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТАТОЧНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ, ОТЛИЧАЕТСЯ ЭКОНОМИЧНЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ И НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: ПОДЪЁМНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ СИСТЕМА

КЛЮЧЕВОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ПОДЪЁМНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ СИСТЕМА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТА. ЭТА ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОПЕРАТОРУ ТОЧНО РЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ФРЕЗЫ И ЛЕГКО ВЫПОЛНЯТЬ ДВЕ ВАЖНЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ:

- ТОЧНОЕ УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ ГИПСА В ОБЛАСТИ НЁБА МОДЕЛИ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ КРАЁВ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ.
- ОПУСКАНИЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ АККУРАТНОЙ ОБРЕЗКИ И ВЫРАВНИВАНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ГИПСА НА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЯХ МОДЕЛИ С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ И РАВНОМЕРНОСТЬЮ ОБРАБОТКИ.

БЛАГОДАря ЭТОЙ ФУНКЦИИ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ МОДЕЛЕЙ СТАНОВИТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧИЩЕ И БОЛЕЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ, ЧТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО ГОТОВЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ И ОРТОДОНТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТРОЙСТВА

- ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ОБРЕЗКИ И ОБРАБОТКИ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ.
- СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПОДГОТОВКИ МОДЕЛЕЙ В ЛАБОРАТОРИИ.
- СОВМЕСТИМОСТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ.
- СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА БЛАГОДАря ОРИГИНАЛЬНОМУ НЕМЕЦКОМУ ДВИГАТЕЛЮ BÜHLER.
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (100 ВТ).
- МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ И ШУМА.
- ЭРГОНОМИЧНАЯ И УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ.
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗАГРУЖЕННЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

УСТРОЙСТВО ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- ЛАБОРАТОРИЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СЪЁМНЫХ И НЕСЪЁМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ.
- ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ И ЦЕНТРОВ.
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК.
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ И УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.
- МАСТЕРСКИХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОРОНОК, ИМПЛАНТАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ЭТОТ ТРИММЕР?

ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ ТРИММЕР ДЛЯ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ С ЕВРОПЕЙСКИМ КАЧЕСТВОМ, ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ РАБОТЫ, НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДЪЁМНОЙ ФРЕЗЕРНОЙ СИСТЕМОЙ, ДАННАЯ МОДЕЛЬ СТАНЕТ ОТЛИЧНЫМ ВЫБОРОМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ. СОЧЕТАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО НЕМЕЦКОГО ДВИГАТЕЛЯ BÜHLER И ПРОДУМАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЕЛАЕТ ЭТОТ АППАРАТ НАДЁЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ВЫГОДНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНВЕСТИЦИЕЙ ДЛЯ ЛЮБОЙ СОВРЕМЕННОЙ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ



ARCH SHAPER

СЪЕМНАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА ARCH SHAPER (ARCH TRIMMER) ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ИМЕЕТ СЪЕМНУЮ КОНСТРУКЦИЮ. ПЛАТФОРМА НАДЕЖНО ФИКСИРУЕТСЯ ЧЕТЫРЬМИ МОЩНЫМИ МАГНИТАМИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО СНИМАТЬ ЕЁ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОХРАНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ДАЖЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕЩИН, ДЕФОРМАЦИЙ И ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТИ, ГАРАНТИРУЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ УСТРОЙСТВА.

ТРИ ВАРИАНТА ФРЕЗ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ

ARCH SHAPER ОСНАЩЕН ТРЕМЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ФРЕЗ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ И ФОРМИРОВАНИИ ГИПСОВЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ.

БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ТЕХНИК МОЖЕТ ЛЕГКО ВЫПОЛНЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ, СКОРОСТЬЮ И УДОБСТВОМ. СИСТЕМА СИНХРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЕМ.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УДОБСТВА РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ОСНАЩЕНО СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ С ВЫТЯЖКОЙ (ПЫЛЕСОСОМ).

ПОДКЛЮЧИВ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ К РАЗЪЁМУ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ARCH SHAPER, ВЫ СМОЖЕТЕ АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧАТЬ И ВЫКЛЮЧАТЬ ВЫТЯЖКУ ОДНОВРЕМЕННО С УСТРОЙСТВОМ.

ЭТА ФУНКЦИЯ ПОВЫШАЕТ КОМФОРТ РАБОТЫ, ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ РАБОЧЕГО МЕСТА ВО ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ.



WEIGHT	5 kg
DRILL BIT	3 KINDS
VOLTAGE	220 AC
POWER	100W



ARCH SHAPER

جهاز تشذيب وتشكيل النماذج الجبسية السنية (ARCH TRIMMER)

يُعد جهاز تشذيب وتشكيل النماذج الجبسية السنية (ARCH TRIMMER) أداة احترافية وأساسية لمختبرات تركيبات الأسنان، ومراكز تقويم الأسنان، والعيادات السنية. تم تصميم هذا الجهاز خصيصاً لتشذيب وصقل وتشكيل وتوحيد النماذج الجبسية وفق المعايير المطلوبة. وبفضل اعتماده على أحدث التقنيات والمكونات عالية الجودة، فإنه يساهم بشكل كبير في زيادة دقة وسرعة عمل فنيي الأسنان مع تقليل الأخطاء البشرية. من أبرز مزايا هذا الجهاز اعتماده على محرك BÜHLER الألماني الأصلي، المعروف بجودة تصنيعه العالية وعمره التشغيلي الطويل ومستوى الاهتزاز المنخفض وأدائه المستقر. وباستهلاك طاقة اقتصادي يبلغ 100 واط فقط، يوفر المحرك القدرة اللازمة لتشذيب النماذج الجبسية بدقة عالية، مع تقليل استهلاك الطاقة والعمل بهدوء، وهي ميزة مهمة جداً في بيئات العمل الاحترافية.

الميزة الأهم: نظام الفريزة العمودية المتحركة

أبرز ما يميز هذا الجهاز هو نظام الفريزة العمودية القابل للتعديل، والذي يسمح بالتحكم الدقيق في حركة أداة القطع صعوداً وهبوطاً. يمنح هذا النظام الفني إمكانية تنفيذ عمليتين أساسيتين بسهولة ودقة:

- إزالة الزوائد الجبسية داخل منطقة الحنك في النموذج بدقة عالية دون التأثير على الحواف أو التفاصيل التشريحية الحساسة.
- خفض الفريزة لتشذيب وتسوية الجبس الزائد على الأجزاء الخارجية للنموذج بدقة وتجانس أكبر.

تساعد هذه الخاصية على جعل عملية تجهيز النماذج أسرع وأكثر نظافة واحترافية، كما تساهم في تحسين جودة الأعمال النهائية الخاصة بالتعويضات السنية أو أجهزة التقويم.

مزايا الجهاز

- دقة عالية في تشذيب وصقل النماذج الجبسية.
- تقليل وقت تجهيز النماذج داخل المختبر.
- متوافق مع مختلف أنواع النماذج الجبسية السنية.
- أداء مستقر بفضل محرك BÜHLER الألماني الأصلي.
- استهلاك منخفض للطاقة (100 واط).
- اهتزاز وضجيج منخفضان أثناء التشغيل.
- تصميم مريح وسهل الاستخدام.
- مناسب للاستخدام اليومي المكثف في المختبرات المزدهمة.

مجالات الاستخدام

يُعد هذا الجهاز مثالياً لـ:

- مختبرات التركيبات الثابتة والمتحركة.
- مراكز ومختبرات تقويم الأسنان.
- عيادات طب الأسنان.
- كليات طب الأسنان والمراكز التعليمية.
- ورش تصنيع التيجان السنية، وزراعة الأسنان، والأطقم السنية.

لماذا تختار هذا الجهاز؟

إذا كنت تبحث عن جهاز تشذيب نماذج جبسية يتمتع بجودة أوروبية، ودقة عالية في الأداء، واستهلاك منخفض للطاقة، بالإضافة إلى نظام فريزة عمودية احترافي، فإن هذا الطراز يُعد الخيار الأمثل لتطوير مستوى العمل في مختبرك.

إن الجمع بين محرك BÜHLER الألماني الأصلي والتصميم العملي المتطور يجعل هذا الجهاز أداة موثوقة واستثماراً طويلاً الأمد لأي مختبر أ



ARCH SHAPER

سطح عمل قابل للإزالة من الفولاذ المقاوم للصدأ
تم تصنيع سطح العمل العلوي لجهاز ARCH SHAPER (ARCH TRIMMER) من الفولاذ المقاوم للصدأ (STAINLESS STEEL)، كما يتميز بإمكانية فكّه وتركيبه بسهولة. ويُثبت السطح بإحكام بواسطة أربعة مغناطيسات قوية، مما يتيح إزالته بسرعة لأغراض التنظيف أو الصيانة.
لا يضمن استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ الحفاظ على المظهر الجمالي للجهاز حتى مع الاستخدام المكثف وطويل الأمد فحسب، بل يمنع أيضاً حدوث التشققات أو التلف الناتج عن الاستعمال المستمر، مما يعزز من متانة الجهاز وعمره التشغيلي.

ثلاثة أنواع مختلفة من الفريزات
يأتي جهاز ARCH SHAPER مزوداً بثلاثة أنواع مختلفة من الفريزات، مما يمنح المستخدم مرونة أكبر لتنفيذ تطبيقات متنوعة في معالجة وتشذيب النماذج الجسدية السنية.

يساعد هذا التنوع على إنجاز مختلف المهام بسهولة ودقة وكفاءة عالية.
نظام التشغيل المتزامن مع وحدة الشفط
لزيادة راحة المستخدم وتحسين بيئة العمل، يمكن توصيل كابل الطاقة الخاص بوحدة الشفط (المكنسة أو نظام سحب الغبار) بالمخرج الموجود في الجزء الخلفي من جهاز ARCH SHAPER.
وبذلك يتم تشغيل وإيقاف وحدة الشفط تلقائياً في الوقت نفسه مع تشغيل أو إيقاف الجهاز، مما يوفر الوقت ويساعد على الحفاظ على نظافة مكان العمل أثناء معالجة النماذج الجب



WEIGHT	5 kg
DRILL BIT	3 KINDS
VOLTAGE	220 AC
POWER	100W

LET'S STAY CONNECTED

Thank you for taking the time to explore our collection. Every piece in this catalog was created with care, intention, and the hope that it finds a meaningful place in your life.

If you have any questions about a product, need styling advice, or want to place a custom order, we're here to help.

SOCIAL MEDIA: @GANDODENTAL

WEBSITE (WWW.GANDODENTAL.COM)

CUSTOMER SUPPORT HOURS (MON-FRI / 10AM-5PM)



GANDO DENTAL