

OPTI VAC





اوپتی وک مکنده لابراتواری مناسب بخش فریم و سنگ پرسن یا سنگ زدن های متال است .

این مکنده لابراتواری می تواند با استفاده مکش عالی که ایجاد می کند در صدای پایین و مناسب خود نیاز بخش بزرگی از لابراتوار را به راحتی برآورده کند محفظه ی مکش که در آن گرد و غبار جمع آوری می گردد در سمت راست دستگاه قرار گرفته اگر گرد و غبار جمع آوری شده توسط موتور در محفظه ابتدا توسط کیسه و سپس توسط فیلتر به دام افتاده و هوای تصفیه شده ارز پشت دستگاه خارج می گردد.

کاربردهای تخصصی در لابراتوار دندانسازی

- مکش گردوغبار هنگام کار با سنگ پرسن و پرداخت سطوح
- جمع آوری ذرات هنگام استفاده از آرچ تریمر
- پاکسازی محیط در فرآیند قالب ریزی و پرسن گذاری
- حذف ذرات ناشی از برش و پرداخت فریم های فلزی
- مکش باقی مانده های براده های زیرکونیا پس از میلینگ
- کمک به تمیزی میز لابراتواری و افزایش دقت کار تکنسین



DIMENSIONS

w=26 cm * L=40 * H= 44 CM

MOTOR

1600w

NOISE

65 DB

VOLTAGE

220 AC



GANDO PRODUCTS

OPTI VAC



Opti Vac is a laboratory suction device suitable for the framework section, porcelain polishing, and metal grinding operations

This laboratory vacuum unit, thanks to its high suction power and low noise level, can easily meet the needs of a large part of the laboratory

The suction chamber, in which dust is collected, is located on the right side of the device. The collected dust is first trapped by a bag inside the chamber by the motor, then passes through a filter, and finally the purified air exits from the back of the device

Stelmakh Lab
Create Aesthetics
Lab

The suction chamber, where dust is collected, is located on the right side of the device. The collected dust is first trapped by a bag inside the chamber by the motor, then passes through a filter, and finally the purified air exits from the back of the device



DIMENSIONS

w=26 cm * L=40 * H= 44 CM

MOTOR

1600w

NOISE

65 DB

VOLTAGE

220 AC



GANDO PRODUCTS

OPTI VAC



Opti Vac — это лабораторный пылеудаляющий аппарат, подходящий для работы в отделах обработки каркасов, полировки фарфора и шлифовки металла

Данное лабораторное устройство благодаря своей высокой мощности всасывания и низкому уровню шума способно легко удовлетворить потребности большого участка лаборатории

ОТСЕК ВСАСЫВАНИЯ, В КОТОРОМ СОБИРАЕТСЯ ПЫЛЬ, РАСПОЛОЖЕН В ПРАВОЙ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА. СОБРАННАЯ ПЫЛЬ С ПОМОЩЬЮ ДВИГАТЕЛЯ СНАЧАЛА ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ В МЕШКЕ, ЗАТЕМ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР, И В ИТОГЕ ОЧИЩЕННЫЙ ВОЗДУХ ВЫХОДИТ ИЗ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА.

Специализированные применения в зуботехнической лаборатории:

- Удаление пыли при работе с порселановым камнем и полировке поверхностей
- Сбор частиц при использовании арк-триммера
- Очистка рабочей среды в процессе литья и нанесения фарфора
- Удаление частиц, образующихся при резке и полировке металлических каркасов
- Удаление остатков циркониевой стружки после фрезерования
- Поддержание чистоты лабораторного стола и повышение точности работы техника



DIMENSIONS

w=26 cm * L=40 * H = 44 CM

MOTOR

1600w

NOISE

65 DB

VOLTAGE

220 AC



OPTI VAC





أوبتي فاك هو جهاز شفط مخبري مناسب لقسم الإطار وطحن البورسلان أو صقل المعادن.

هذا الجهاز المخبري للشفط، وبفضل قوة الشفط العالية والضحيج المنخفض، يمكنه تلبية احتياجات جزء كبير من المختبر بسهولة. حجرة الشفط التي يتم فيها جمع الغبار تقع في الجهة اليمنى من الجهاز. يتم التقاط الغبار المُجمَّع بواسطة المحرك أولاً من خلال كيس، ثم عبر فلتر، وفي النهاية يخرج الهواء المُنقى من الجهة الخلفية للجهاز.

التطبيقات المتخصصة في مختبر الأسنان:

- شفط الغبار أثناء العمل على حجر البورسلان وتلميع الأسطح
- جمع الجزيئات أثناء استخدام جهاز تقليم الأقواس (آرك تريمر)
- تنظيف البيئة أثناء عملية صب القوالب وتطبيق البورسلان
- إزالة الجزيئات الناتجة عن قطع وتلميع الهياكل المعدنية
- شفط بقايا برادة الزركونيا بعد عملية الطحن (الميلينغ)
- المساعدة في نظافة طاولة المختبر وزيادة دقة عمل الفني



DIMENSIONS

w=26 cm * L=40 * H= 44 CM

MOTOR

1600w

NOISE

65 DB

VOLTAGE

220 AC

LET'S STAY CONNECTED

Thank you for taking the time to explore our collection. Every piece in this catalog was created with care, intention, and the hope that it finds a meaningful place in your life.

If you have any questions about a product, need styling advice, or want to place a custom order, we're here to help.

SOCIAL MEDIA: @GANDODENTAL

WEBSITE (WWW.GANDODENTAL.COM)

CUSTOMER SUPPORT HOURS (MON-FRI / 10AM-5PM)



GANDO DENTAL