




Dura-Green® DIA

کانتورینگ و فینیشینگ ترمیم‌های تمام سرامیکی و زیرکونیا اکنون بسیار آسان‌تر، سریع‌تر و ایمن‌تر شده است.

با استفاده از ذرات الماس، Dura-Green DIA خواص سایشی برجسته و کارایی بالا را در طیف گسترده‌ای از کاربردها ارائه می‌کند.


مولت‌های Dura-Green DIA به شما این امکان را می‌دهند که انواع سطوح سرامیکی، جزئیات آناتومیکی ظریف یا نواحی مارجین شکننده و حساس را با فشار تماس کم تنظیم کنید. همچنین استفاده از این مولت‌ها خطر شکست یا ترک‌های ریز را به حداقل می‌رساند.

Dura-Green® DIA

مزایا در یک نگاه:

- ساخته شده از بهترین مواد، سراسر مولت‌های Dura-Green DIA با الماس آغشته شده است.
- به حداقل رساندن خطر ترک‌های میکروسکوپی
- فشار تماس کم
- لرزش کم
- حداقل تولید گرما
- پایداری بالا در لبه‌ها

ساختار آغشته به الماس مولت‌های Dura-Green DIA در مقایسه با ابزار کاربید سیلیکون، الگوی سطحی یکدست‌تر و طول عمر بیشتری را تضمین می‌کند:



ایده آل برای استفاده بر روی:

فریم‌های بر پایه زیرکونیوم، لیتیوم دیسیلیکات، متال
سرامیک‌های زیرکونیوم، لیتیوم دیسیلیکات و متال سرامیک

مدل‌ها:

Maximum speed: 30,000 rpm								
Shape	CY5	FL3	IC5	KN7	RD3	TC2	TC4	WH6
ISO No.	056	031	070	125	035	025	040	125
HP	0156	0158	0162	0154	0159	0161	0155	0157
CA		0163			0164	0165		

Box of 2 pcs.: CY5, KN7, WH6 / box of 3 pcs.: FL3, IC5, RD3, TC2, TC4

