



شرکت

مایا پروداکت

طراح و سازنده تجهیزات لابراتوار
دندانسازی و دندانپزشکی

Introduction:

Maya- a manufacturing company- by using modern technologies, is trying to produce high quality and durable products that are easy-to-use and maintain.

Thanks to our customers' continuous support, we intend to produce and supply distinctive products and after-sales services according to their needs.

This is where our goal and mission is realized and we can bring steady steps, continuous and lasting satisfaction to our customers.

معرفی شرکت:

شرکت تولیدی مایا پروداکت با بهره گیری از فناوری های مدرن در تلاش است تا محصولاتی با کیفیت بالا و با دوام تولید نماید، که کاربری ونگه داری آسان برای شما رقم بزند. برآنیم که به یاری خداوند و به لطف پشتیبانی مستمر مشتریان خود، محصولات و خدمات پس از فروش متمایز را با لحاظ نیازهای مصرف کنندگان، تولید و عرضه کنیم. اینجاست که هدف و ماموریت ما تحقق می یابد و ما میتوانیم گام هایی استوار، رضایتی پیوسته و پایدار را برای مشتریان خود هدیه کنیم.

New Cataloge

@maya.product





واحد فروش

ایدئولوژی فروش در شرکت مایا مبنی بر حل مشکلات مشتریان است. فروش در مایا صرفاً به در اختیار قرار دادن کالا در اختیار مشتریان نمی باشد. تلاش ما در مایا پروداکت تنها ساخت و تولید محصول با کیفیت نمی باشد و قرار دادن خدمات مناسب، متمایز و ارزشمند به مشتریان از اهداف و رسالت های شرکت مایا در بخش فروش است.

وکیوم میکسر

یک دستگاه ویژه و پرکاربرد در لابراتوار، برای میکس کردن گچ های دندانی بدون حباب، که کار کردن را برای شما آسان می کند.



پایه رو میزی و نصب دیواری

وکیوم میکسر مایا دارای پایه رو میزی می باشد. که دستگاه به وسیله پیچ های پشت دستگاه به پایه متصل می گردد. و با باز کردن پیچ ها امکان نصب دیواری برای دستگاه وجود دارد.



لیوان هم زن

دستگاه دارای لیوان همزن ۶۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ میلی لیتر می باشد؛ لیوان از جنس پلاستیک شفاف و نشکن می باشد.





همزن و کیوم میکسر مایا دارای شکل استاندارد به گونه ای که توانایی هم زدن هر مدل گچ را با بهترین کیفیت برای شما فراهم می کند. جنس همزن از استیل می باشد و ضد زنگ است.

قابلیت برنامه ریزی و کاربری آسان (user friendly)

قابلیت تنظیم مدت زمان هم زدن از ۱ تا ۱۲۰ ثانیه بر روی و کیوم میکسر مایا تعریف شده است. شما می توانید با استفاده از دکمه های **speed** ، سرعت هم زدن موتور را افزایش و یا کاهش دهید. برای شروع به کار، شما با قرار دادن لیوان حاوی مواد مورد نظر در جایگاه خود می توانید با فشار دادن دکمه **vacuum** عمل و کیوم را شروع کنید و پس از ایجاد خلاء کامل توسط دستگاه و نمایش عبارت **device ready**، می توانید به وسیله دکمه سبز رنگ عمل **mixing** را شروع کنید. توجه داشته باشید که دستگاه در مدت زمان **mixing** و پس از اتمام آن ، **vacuum** را ادامه می دهد تا با فرمان مجدد شما به وسیله دکمه **vacuum** ، این عمل خاتمه یابد و لیوان از دستگاه جدا شود.

محلول گچ بدون حباب حاضر است!



Technical data

Voltage	220 V~
power	60 W
Dimensions(W×H×D),Device body&base	225*265*150mm//230*290*635mm
Gas flow rate	60 L
Maximum negative pressure	-82 Kpa
Agitator motor power	750 rmp
weight (empty)	10 kg
weight (with the base)	16.5 Kg