GANDO PRODUCTS

WASHING MACHINE

WASHING MACHINE دارای دو مخزن مستقل است که به شما امکان می‌دهد:

- رزین‌های مختلف را جداگانه بشویید
- رنگ‌های متفاوت را بدون آلودگی متقاطع تمیز کنید

در لابراتوارهای مدرن دندانسازی که از پرینترهای سه‌بعدی رزینی استفاده می‌شود، شست‌وشوی دقیق و اصولی مدل‌های پرینت‌شده یکی از مراحل بسیار مهم در کیفیت نهایی کار است. دستگاه WASHING MACHINE دندانسازی یک سیستم تخصصی و حرفه‌ای برای پاک‌سازی مدل‌های پرینت‌شده با الکل است که به‌طور ویژه برای نیازهای لابراتوارهای دیجیتال طراحی شده است.

ویژگی‌های کلیدی دستگاه WASHING MACHINE

این دستگاه مجهز به موتور DC 12 ولت با توان 100 وات است که عملکردی پایدار، کم‌صدا و قابل‌اعتماد را ارائه می‌دهد. سیستم شست‌وشوی آن دارای سه سرعت مختلف است تا بتوانید شدت شست‌وشو را متناسب با نوع رزین و حساسیت قطعه تنظیم کنید.

یکی از قابلیت‌های حرفه‌ای این دستگاه، گردش آب (الکل) دوطرفه است؛ به‌طوری که هر ۳۰ ثانیه جهت چرخش تغییر می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود رزین‌های باقیمانده به‌صورت یکنواخت از تمام سطوح مدل جدا شده و تمیزکاری کاملاً یکنواخت و مؤثر انجام شود.

دو مخزن مجزا برای کار حرفه‌ای‌تر

در هر مخزن از سبدهای استیل با سوراخ‌های 3/6 میلی‌متری استفاده شده است تا حتی کوچک‌ترین قطعات مانند فریم‌های لامینیت دندان‌های قدامی (مثل سانترال‌ها) از سبد عبور نکنند و آسیبی نبینند.

کاربردهای تخصصی در لابراتوار دیجیتال

این دستگاه فقط محدود به شست‌وشوی مدل‌های پرینتی نیست و می‌تواند برای موارد زیر نیز استفاده شود:



- شست‌وشوی مدل‌های رزینی پرینت‌شده
- تمیز کردن ابزارهای آلوده به رزین
- شست‌وشوی پلیت پرینتر سه‌بعدی
- پاک‌سازی سبدها، اسپاتولاها و تجهیزات مرتبط با رزین

چرا WASHING MACHINE انتخاب مناسبی است؟

اگر به دنبال دستگاهی هستید که:

- شست‌وشوی سریع و تمیز ارائه دهد
- کار با آن ساده باشد
- کیفیت مدل‌های پرینتی شما را ارتقا دهد
- و در عین حال بادوام و حرفه‌ای باشد

WASHING MACHINE یک انتخاب کاملاً کاربردی و استاندارد برای هر لابراتوار دندانسازی دیجیتال است. این دستگاه به شما کمک می‌کند تا مراحل پس‌پردازش مدل‌های پرینتی را سریع‌تر، تمیزتر و حرفه‌ای‌تر انجام دهید.

WASHING MACHINE



BASE DIMENSION	H = 13 CM , W =30 CM , L = 30 CM
MOTOR	12 V DC
VOLTAGE	220 AC
POWER	72
TANK	2 PCS
TANK CAPACITY	7.5 L